



# TDL3600 TDL2300

Surgical Monitor Solutions



# TDL3600 / TDL2300

DVI Transmission Link



Die Digitalisierung von Graphikdaten ermöglicht eine Übertragung von qualitativ hochwertigen Videodaten. Mit TDL3600/TDL2300 ist es möglich, diese Daten über eine Distanz von bis zu 36 m ohne Qualitätsverlust zu übertragen. Die Datenübermittlung über Ethernetkabel erlaubt eine robuste Handhabung, einfache Installation und Durchführung durch enge Leitungsrohre.

- Verlustfreie Übertragung von Bildern
- Volle DDC-Unterstützung, einschließlich EDID und SMfit-Unterstützung
- Keine zusätzliche Treibersoftware benötigt
- Einfache Installation
- Eizo-qualifizierte Ethernetkabel in hoher Qualität
- Plug and Play Lösung
- Für Entfernungen bis zu 36 m

<b>Eigenschaften</b>	
DVI-Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sendermodul PC-seitig</li> <li>▪ Ethernetkabel</li> <li>▪ Empfängermodul Monitor-seitig</li> </ul>
Max. Auflösung Single Link	1280 x 1024 mit TDL3600-SL
Quad Link	1920 x 1200 mit TDL2300-SL 3840 x 2160 mit TDL3600-QL
DDC-Übertragung	DDC
Erkennung von LCD Monitoren	EDID wird übertragen
Spannungsversorgung	PC-seitig: Über DVI-Schnittstelle Monitor-seitig: 5 V Unterstützung vom Monitor Optional: 5 V externe Spannungsversorgung (nicht benötigt für Monitore mit 5V-Ausgang, Auflistung siehe www.eizo.eu)
<b>Signaleingänge / -ausgänge</b>	
PC- und Monitor-Anschluss	DVI, nur digital mit TDL3600-SL / TDL2300-SL 2x DVI dual link, nur digital mit TDL3600-QL
Kabelanschluss (Sender- und Empfängermodul)	RJ45
<b>Mechanische Spezifikationen</b>	
Abmessungen (B x H x T)	
<b>TDL3600-SL / TDL2300-SL</b>	
▪ Sendermodul	65 x 40 x 18 mm
▪ Empfängermodul	65 x 40 x 18 mm
<b>TDL3600-QL</b>	
▪ Sendermodul (2x)	83 x 40 x 18 mm (je)
▪ Empfängermodul (2x)	83 x 40 x 18 mm (je)
Kabeldurchmesser	6 mm

<b>Klimatische Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	+5 bis +50°C
Lagertemperatur	-20 bis +60°C
<b>Zulassungen</b>	
Zertifikate und Standards	EN60601-1, CSA C22.2 No.601.1, UL60601-1, EN60601-1-2 Klasse B, FCC Klasse A
<b>Zubehör</b>	
Mitgeliefertes Zubehör	Dokumentation auf CD
<b>Unterstützte Software</b>	
SMfit® Total Care	Volle Unterstützung
<b>Gewährleistung</b>	
Standard Gewährleistung	Zwei Jahre
<b>Modellvarianten</b>	
<b>TDL3600-SL</b> Sender, Empfänger und 36 m Kabel	6GF6010-ODA36
<b>TDL3600-SL</b> Sender, Empfänger, 36 m Kabel und externe Spannungsversorgung	6GF6010-1DA36
<b>TDL2300-SL</b> Sender, Empfänger, 23 m Kabel und externe Spannungsversorgung	6GF6010-1DA23
<b>TDL3600-QL</b> 2x Sender, 2x Empfänger, Anschlussset für LS560W, Anschlussset LMM56800 und 4 x 36 m Kabel	6GF6010-4DB36