



Bedeutung der Begriffe “Maximum”, “typisch”, “kalibriert” und “Minimum” in den EIZO Display Technologies Produktbroschüren

FRAGE: Was bezeichnen die Begriffe “Maximum”, “typisch”, “kalibriert” und “Minimum” in den EIZO Display Technologies Produktbroschüren?

ANTWORT: Die Spezifikationen von den medizinischen Displays sind größtenteils bestimmt vom verwendeten LCD-Modul und Backlight. Vergleiche von derartigen Werten kann teilweise schwierig sein, wenn verschiedene Messtechniken und Rechenwege benutzt werden. EIZO Display Technologies verwendet die folgenden allgemeinen Bezeichnungen wie folgt:

- **Maximum** der angegebene Wert ist auf diesem Level oder niedriger (kann auf den Wert zum Lieferzeitpunkt begrenzt sein)
- **typisch** der angegebener Wert wird von dem Produkt üblicherweise eingehalten, kann aber nicht garantiert werden (typische Werte berücksichtigen nicht äußere Einflüsse)
- **kalibriert** der angegebene Wert des Bildschirms ist auch kalibriert (höhere oder niedrigere Werte können einzeln aufgeführt sein)
- **Minimum** der angegebene Wert ist auf diesem Level oder höher (kann auf den Wert zum Lieferzeitpunkt begrenzt sein)