



Kann ich eine Diagnose auf einem kostengünstigen Office-Farbmonitor machen?

FRAGE: Kann ich eine Diagnose auf einem kostengünstigen Office-Farbmonitor machen?

ANTWORT:

- Die meisten Office-Monitore können nicht kalibriert werden. Wenn ein Monitor nicht kalibriert ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Graustufen nicht sichtbar sind.
- Office-Monitore haben keine stabile Helligkeit. Das Aussehen des Bildes kann sich jeden Tag ändern.