



Wie man mit Pixelfehlern arbeitet.

FRAGE: Wie geht man mit Pixelfehlern in der diagnostischen Bildbetrachtung um?

ANTWORT: Pixelfehler können leicht identifiziert werden als ein Defekt auf dem Bildschirm. Röntgenfilme hatten ebenfalls Defekte und auch CRT-Monitore hatten sichtbare Phosphor- und Glas-Defekte. Deshalb ist dieses Problem nicht neu oder typisch für LCD Displays. Ärzte lernten vor langer Zeit, wie man diese Defekte im Bild identifiziert. Da Film- und Phosphorfehler nie ein großes Problem waren, glauben wir, dass Pixelfehler ebenso akzeptiert werden können.