



SMfit Kalibrierung bei nicht-EIZO Farb-Monitoren

Die Kalibrierung von nicht-EIZO Farb-Monitoren mit SMfit®.

FRAGE: Kann ich nicht-EIZO Farb-Monitore mit SMfit® kalibrieren?

ANTWORT: SMfit® kann nicht-EIZO Monitore und Displays kalibrieren. Benutzer werden aufgefordert, die Helligkeit und den Kontrast manuell abzugleichen, an der Stelle, an der die Kalibrierungs-LUT gemessen und berechnet wird.