



## Die Wichtigkeit eines Schutzglases.

**FRAGE:** Sollte ich einen Monitor mit Schutzglas oder ohne bestellen?

**ANTWORT:** Monitore mit Schutzglas reflektieren das Umgebungslicht viel stärker als Monitore ohne Schutzglas. Schutzglas fügt auch eine Menge Schleierblendungen zu dem Bild hinzu, welche den Kontrast von kleinen Objekten reduziert und dazu neigen, die Gesamthelligkeit des Monitors zu vermindern. Wir empfehlen, Schutzglas für Monitore in einer keimfreien Umgebung zu nutzen, in der häufig Desinfektionsmittel verwendet wird.