





60" WIDE RadiForce[®] LX600W

Die große Bildschirmfläche ermöglicht eine flexible Anzeige unterschiedlicher Modalitätenbilder auf einem Schirm ohne störende Rahmenbegrenzungen zwischen den einzelnen Bildern. Das Sicherheitskonzept und die langlebige Hintergrundbeleuchtung sind ideal für einen langfristigen, stabilen und verlässlichen Einsatz im Operationsaal.

- Umweltfreundliche LED Hintergrundbeleuchtung mit einer maximalen Helligkeit von 520 cd/m².
- Hohe Funktionszuverlässigkeit durch redundante Komponenten im Gerät.
- Optimale Anzeige von DICOM Bildern durch Graustufenabgleich nach DICOM Part 14 Standard ab Werk.
- Detaillierte Bildwiedergabe von Medizinbildern aller Art durch 5 auswählbare 11 Bit Look Up Tables.
- Einheitliche Helligkeitsverteilung über den gesamten Schirm.

Modellvarianten	LX600W: Ohne Schutzglas, ohne Fuß LX600WP: Mit Schutzglas, ohne Fuß
Gehäusefarbe	Antrazitgrau
LCD Modul	TFT Farb-LCD Panel (VA)
Aktive Bildschirmgröße	153 cm / 60,1" (1526 mm diagonal)
Bildgröße (H x V)	1330 x 748 mm
Punktabstand	0,3465 x 0,3465 mm
Natürliche Auflösung	3840 x 2160 (Seitenverhältnis 16:9)
Darstellbare Farben	16,77 Millionen
Blickwinkel (H, V)	176°, 176°
Helligkeit (typisch)	520 cd/m ²
Empfohlene Leuchtdichte für die Kalibrierung	300 cd/m ²
Kontrast (typisch)	4000:1
Reaktionszeit (typisch)	6 ms (Midtone)
Frequenzbereich (H, V)	Digital: 124 - 131,4 kHz, 59,7 - 60,3 Hz
Dot Clock	257 MHz
Anschlüsse (Eingänge)	DVI-D (Dual Link) x 2
Netzfrequenz	AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz
Maximaler Energieverbrauch / Einsparungsmodus	500 W / Less than 41 W
Energiesparmodus	DVI DMPM
Sensor	Backlight Sensor

Nettogewicht	LX600W: 60 kg LX600WP: 70 kg
Mechanischer Anschluss	VESA Standard 400 x 400 mm
Schutzklasse	IP20
Zertifikate und Standards*	EN60601-1 3 rd edition, EN60601-1-2 Klasse A, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, FCC-A
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, Dual Link DVI Kabel (DVI-D ~ DVI-D), Dokumentation auf CD
Gewährleistung	Zwei Jahre
Abmessungen (mm)	

* Bitte kontaktieren sie die Eizo Niederlassung oder den Händler in Ihrem Land für aktuelle Informationen.



EIZO GmbH

Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe, Deutschland
Tel +49 7 21/2 03 21-0, Fax +49 7 21/2 03 21-474
www.eizo.eu

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der jeweiligen Unternehmen sein. EIZO, RadiForce, FlexScan, ScreenManager, RadiCS und RadiNET sind eingetragene Warenzeichen der Eizo Nanao Corporation. Änderungen vorbehalten.